



# Allora 2

## mobile Schriftkommunikation

### Einschalten und losschreiben!

Mithilfe des Allora können Sie auf einer Tastatur und mit intelligenter Wort- und Satzvorhersage schreiben. Briefe lassen sich vorfertigen (z.B. für den Arztbesuch).

Außerdem können Sie Schnellaussagen hinter einen Buchstaben legen (z.B. Taste-T: „Ich muss mal auf Toilette“).

Ihr Geschriebenes wird von der **synthetischen hochqualitativen Sprachausgabe** (wählbare Sprache und Stimme) wiedergegeben. **Eigene Sprachaufnahmen** können Sie direkt am Gerät aufnehmen und auf einer Taste hinterlegen.



Es gibt noch eine zweite Art der Bedienung. Sie können 1 bis 2 externe Taster anstecken und so über scannen auf einer Bildschirmtastatur schreiben.

### Eddy:

Hinten am Gerät befindet sich ein abnehmbares zweites Display, genannt Eddy. Dadurch kann man mit seinem Gesprächspartner lautlos kommunizieren. Die Schriftgröße ist sehr gut einstellbar und kontrastreich!



### weitere Funktionen:

- Einstellung des Tastaturverhaltens, Schriftgröße und Lautstärke
- Anpassung der Wortvorhersage und was sie „mitlernt“
- Anlernen von Infrarotsignalen (um den Fernseher oder ähnliche Geräte zu bedienen)
- SMS senden/empfangen (bei eingelegter SIM-Karte)

### Daten:

- Akkulaufzeit ca. 10 Stunden
- Transport- und Umhängetasche (schwarz)
- Fingerführung, Netzteil und zweites Display
- Maße: 250 mm x 175 mm x 60 mm
- Display: 100 mm x 40 mm
- Gewicht: 1025 g
- Rollstuhl- und Betthalterung möglich